

Церам-Бонд

Готовая к использованию сверхтонкая прослойка между металлом и керамикой

Наружные поверхности металла тщательно очищают и мягкой кисточкой наносят один слой Церам-Бонда равномерной толщины.

После обжига цвет Церам-Бонда становится светложелтым. Это позволяет уменьшить толщину обожжённого слоя.



Церам-Бонд подходит для всех зубопротезных сплавов. Даже на неблагородных легированных сплавах можно запекать керамику.

Церам-Бонд действует как амортизатор при различных коэффициентах термического расширения металла и керамики. Внутренние напряжения между металлом и керамикой становятся значительно меньше.



Церам-Бонд
7 гр
№ д/зак 520 0032 3

Церам-Бонд
30 гр
№ д/зак 520 0032 2