

**neo.lign<sup>®</sup>** «нео.лайн»

Цельные зубы

# Карта форм









choose natural beauty

На основе  
**visio.lign<sup>®</sup>**  
«визио.лайн»

---

## ВЧ зубы фронтальные





## НЧ зубы фронтальные

T33




32,8



T35




35,1



D38



38,5




D41




41,9



## ВЧ/НЧ передний участок



## ВЧ/НЧ передний участок





## ЦВЕТА И ФОРМЫ «РАЗНООБРАЗИЕ ЗА СЧЕТ СИСТЕМЫ»

**neo.lign® А «нео.лайн А»**

Передняя сторона / передние зубы



- 11 форм для верхней челюсти
- 4 формы для нижней челюсти

**neo.lign® Р «ново.лайн Р»**

Задняя сторона / боковые зубы

**Формы G**

- многофункциональная структура жевательной поверхности для любых окклюзионных концепций

**Формы L**

- лингвализованная структура жевательной поверхности для полного протезирования

Доступные размеры

**G2** **G3** **G4**маленький  большой

Доступные размеры


**L2** **L3** **L4**маленький  большой

Таблица комбинаций  
neo.lign® «нео.лайн»  
Цельные зубы

зубы фронтальные		передний участок ВЧ/НЧ	
ВЧ	НЧ	G-образный дизайн	L-образный дизайн
C43	T33 / T35	G2	L2
A44	T33 / T35	G2 / G3	L2 / L3
F44	T33 / T35	G2 / G3	L2 / L3
I45	T33 / T35	G2 / G3	L2 / L3
H46	T33 / T35	G2 / G3	L2 / L3
S46	T35 / D38	G3	L3
I47	D38	G3	L3
D48	D38	G3 / G4	L3 / L4
M48	D38	G3 / G4	L3 / L4
D49	D38 / D41	G3 / G4	L3 / L4
B51	D41	G4	L4

neo.lign® нео.лайн Цельные зубы  
в novo.lign® «ново.лайн»  
Verblendschalen  
передний участок ВЧ/НЧ

neo.lign® «нео.лайн» L-образный дизайн	novo.lign® «ново.лайн» W-образный дизайн
L2 / L3	W3
L3 / L4	W4

## neo.lign® «нео.лайн» Карта форм

Цельные зубы



choose natural beauty

bredent  
group

000329RU-20170424

Компания оставляет за собой право на ошибки и внесение изменений



Обращайтесь пожалуйста в соответствующий филиал bredent group или к нашим дистрибьюторам в Вашем регионе.

bredent GmbH & Co. KG · Weissenhorner Str. 2 · 89250 Senden · Germany · Т: (+49) 0 73 09 / 8 72-4 43 · Ф: (+49) 0 73 09 / 8 72-4 44 · [www.bredent.com](http://www.bredent.com) · @: [info@bredent.com](mailto:info@bredent.com)